

TERUMO

Aguja Dental Corta 30G x 22 mm - Caja 100 Unidades - TERUMO

Descripción técnica

Aguja dental estéril de un solo uso para la administración de anestesia local odontológica. La documentación técnica de Terumo describe una cánula de acero inoxidable de alta resistencia, punta lanceta de gran afilado, cono de polipropileno con fijación roscada y un indicador visual del bisel que permite orientar la punta antes de la inserción. Cada aguja se presenta individualmente sellada y la caja contiene 100 unidades.

Especificaciones técnicas

Marca	TERUMO
Tipo	Aguja dental para anestesia local
Código Terumo	DN*3022
Sistema de conexión	Rosca imperial en la referencia indicada
Calibre	30G
Diámetro nominal	0,30 mm
Longitud de la cánula	22 mm
Código de color	Verde
Material de la aguja	Acero inoxidable
Material del cono / hub	Polipropileno (PP)
Punta	Lanceta de alto afilado
Indicador de bisel	Sí, flecha visible en el cono
Fijación	Cono roscado para conexión segura a la jeringa
Condición	Estéril
Método de esterilización	Óxido de etileno (ETO)
Reutilización	Uso único / desechable
Empaque	Individual, con sello de seguridad
Presentación	Caja con 100 unidades
Uso profesional	Odontología

Uso previsto e indicaciones

Indicada para la administración de anestesia local en procedimientos odontológicos. La variante 30G x 22 mm corresponde a una aguja de menor diámetro y longitud corta, apropiada para técnicas que no requieren una penetración profunda, según el procedimiento y el criterio clínico del odontólogo.

Características principales

Punta de alto afilado: diseñada para favorecer una inserción suave. **Alta resistencia:** la documentación del fabricante describe una aguja de alta resistencia a la tracción para reducir el riesgo de rotura. **Indicador de bisel:** la flecha del cono facilita al profesional orientar el bisel antes de la punción. **Fijación segura:** el cono se atornilla directamente a la jeringa para disminuir el riesgo de desconexión o filtración. **Empaque individual:** incorpora sello de seguridad para comprobar que no haya sido abierto previamente.

Limpieza y mantenimiento

No aplica. Producto estéril y destinado a un solo uso. No limpiar, reprocesar, reesterilizar ni reutilizar. Después del procedimiento, desechar inmediatamente en un contenedor autorizado para residuos cortopunzantes.

Manipulación y seguridad

Antes de usar, comprobar que el sello de seguridad y el envase individual estén íntegros. No utilizar si el sello fue roto previamente. Conectar firmemente el cono de la aguja a la jeringa y retirar el protector inmediatamente antes de la inyección. Manipular con precaución para evitar accidentes cortopunzantes y seleccionar calibre y longitud según la técnica anestésica y criterio profesional.

Almacenamiento

Conservar en su envase original, en un lugar limpio y seco y protegido de condiciones que puedan deteriorar el empaque. Mantener la integridad del sello hasta el momento de uso y verificar lote, vencimiento e instrucciones impresas en el producto. La procedencia puede variar según la referencia o lote comercial; verificar el envase del producto suministrado.

TERUMO

Aguja Dental Larga 27G x 41 mm - Caja 100 Unidades - TERUMO

Descripción técnica

Aguja dental estéril de un solo uso para la administración de anestesia local odontológica. La documentación técnica de Terumo describe una cánula de acero inoxidable de alta resistencia, punta lanceta de gran afilado, cono de polipropileno con fijación roscada y un indicador visual del bisel que permite orientar la punta antes de la inserción. Cada aguja se presenta individualmente sellada y la caja contiene 100 unidades.

Especificaciones técnicas

Marca	TERUMO
Tipo	Aguja dental para anestesia local
Código Terumo	DN*2741
Sistema de conexión	Rosca imperial en la referencia indicada
Calibre	27G
Diámetro nominal	0,40 mm
Longitud de la cánula	41 mm
Código de color	Amarillo
Material de la aguja	Acero inoxidable
Material del cono / hub	Polipropileno (PP)
Punta	Lanceta de alto afilado
Indicador de bisel	Sí, flecha visible en el cono
Fijación	Cono roscado para conexión segura a la jeringa
Condición	Estéril
Método de esterilización	Óxido de etileno (ETO)
Reutilización	Uso único / desechable
Empaque	Individual, con sello de seguridad
Presentación	Caja con 100 unidades
Uso profesional	Odontología

Uso previsto e indicaciones

Indicada para la administración de anestesia local en procedimientos odontológicos. La variante 27G x 41 mm proporciona mayor longitud para técnicas anestésicas que requieren una penetración más profunda, de acuerdo con la técnica seleccionada y el criterio clínico del odontólogo.

Características principales

Punta de alto afilado: diseñada para favorecer una inserción suave. **Alta resistencia:** la documentación del fabricante describe una aguja de alta resistencia a la tracción para reducir el riesgo de rotura. **Indicador de bisel:** la flecha del cono facilita al profesional orientar el bisel antes de la punción. **Fijación segura:** el cono se atornilla directamente a la jeringa para disminuir el riesgo de desconexión o filtración. **Empaque individual:** incorpora sello de seguridad para comprobar que no haya sido abierto previamente.

Limpieza y mantención

No aplica. Producto estéril y destinado a un solo uso. No limpiar, reprocesar, reesterilizar ni reutilizar. Después del procedimiento, desechar inmediatamente en un contenedor autorizado para residuos cortopunzantes.

Manipulación y seguridad

Antes de usar, comprobar que el sello de seguridad y el envase individual estén íntegros. No utilizar si el sello fue roto previamente. Conectar firmemente el cono de la aguja a la jeringa y retirar el protector inmediatamente antes de la inyección. Manipular con precaución para evitar accidentes cortopunzantes y seleccionar calibre y longitud según la técnica anestésica y criterio profesional.

Almacenamiento

Conservar en su envase original, en un lugar limpio y seco y protegido de condiciones que puedan deteriorar el empaque. Mantener la integridad del sello hasta el momento de uso y verificar lote, vencimiento e instrucciones impresas en el producto. La procedencia puede variar según la referencia o lote comercial; verificar el envase del producto suministrado.