

Harmonize™

Composite nanohíbrido Universal.



Presentación

Harmonize está compuesto con un sistema de relleno de nanopartículas que facilita, más que nunca las restauraciones de aspecto natural.

Aporta Tecnología de respuesta adaptativa (ART) ofrece una calidad estética impecable, una manipulación extraordinaria y una resistencia similar a la del diente natural.

Características

Posee una carga de relleno de 81.5% compuesto de zirconia, sílice coloidal.

Reflexión adaptativa a la longitud de onda de luz que mejora el efecto camaleónico.

Excelente retención del brillo y mejor capacidad de pulido.

Viscosidad adaptativa para modelar con facilidad el composite y prevenir los goteos.

Reducción de la adherencia y simplificación del esculpido.

Mayor eficacia de la polimerización para obtener un rendimiento más duradero.

- Jeringa de esmalte de 4 gr.
- Jeringa de dentina de 4 gr.
- Jeringa de incisales o efectos de 4 gr.
- Guía de color.

Kit Harmonize

- 8 jeringas de 4 gr:
(A2D, A3D, A4D, A2E, A3E,
Incisal Ámbar, Incisal Claro,
Incisal Gris).

Kit Harmonize Intro

- 4 jeringas de 2 gr:
(A3D, A3.5D, A2E, A3E).

TONOS REFERENCIALES

Paso 1: Seleccionar guía de colores Vita™	Sistema Vita™ classical	-	B1	A1	B2	D2	A2	C1	C2	D4	A3	D3	B3	A3.5	B4	C3	A4	C4
	Sistema VitaPan 3D Master	Tonos de blanqueador	1M1	1M2	4L2.5	3M1 3M2	2M2	3M1 2R1.5	3L2.5	3L1.5	3M2 3M3 2R2.5	4M1	3L2.5	3M3 4M2	3M3	4L1.5 4M2	4L2.5	5M2
Tono Harmonize recomendado	Capa de dentina 1,0-3,0 mm	XLD	A1	A1	A2	A2	A2	A1	A2	A4	A3	A3	B3	A3.5	B3	C4	A4	C4
	Capa de esmalte 0,3-0,7 mm	XLE	B1	A1	B2	D2	A2	C1	C2	D4	A3	D3	B3	A3.5	B4	C3	A4	C4
	Capa(s) incisales	Capa incisal TC, TSC, TB, TA, TG																