

SEPTODONT - SEPTOJECT

## Aguja Dental Corta 30G x 25 mm - Caja 100 Unidades - SEPTODONT

### Descripción técnica

Aguja dental Septoject estéril y desechable, diseñada para la administración rutinaria de anestésicos locales en odontología. Su cánula pulida y siliconada incorpora un diseño de triple bisel que favorece una penetración suave y reduce el desplazamiento del tejido. Está fabricada con tubo de acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, diseñado para aportar flexibilidad y disminuir el riesgo de rotura.

### Especificaciones técnicas

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Marca                    | Septodont                                      |
| Línea                    | Septoject                                      |
| Tipo                     | Aguja dental para anestesia local              |
| Área de aplicación       | Odontología                                    |
| Calibre                  | 30G                                            |
| Diámetro nominal         | 0,30 mm                                        |
| Longitud                 | 25 mm                                          |
| Referencia Septodont     | 01N1301                                        |
| Identificación por color | Celeste / cyan                                 |
| Material de la cánula    | Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad    |
| Diseño de punta          | Triple bisel                                   |
| Superficie de cánula     | Pulida y siliconada                            |
| Cuerpo / hub             | Plástico, pre-roscado                          |
| Condición                | Estéril                                        |
| Reutilización            | Uso único / desechable                         |
| Presentación             | Caja con 100 agujas                            |
| Uso profesional          | Administración de anestésicos dentales locales |

### Uso previsto e indicaciones

Indicada para la administración rutinaria de anestésicos dentales locales. La variante corta 30G x 25 mm se utiliza en técnicas de anestesia local que requieren una aguja corta, según el procedimiento y el criterio clínico del odontólogo.

### Características principales

**Triple bisel:** diseñado para facilitar la inserción y disminuir el desplazamiento de los tejidos. **Cánula pulida y siliconada:** favorece el deslizamiento durante la penetración. **Acero inoxidable quirúrgico:** proporciona resistencia y flexibilidad, reduciendo el riesgo de rotura. **Codificación:** los calibres y longitudes se identifican mediante código de color.

### Limpieza y mantenimiento

**No aplica.** Producto estéril y de un solo uso. No limpiar, reprocesar, reesterilizar ni reutilizar la aguja. Después de su utilización debe desecharse en un contenedor autorizado para material cortopunzante.

### Manipulación y seguridad

Verificar la integridad del envase antes de utilizar. No usar si el empaque está abierto o dañado. Manipular con precaución para evitar pinchazos accidentales. Seleccionar el calibre y longitud apropiados según la técnica anestésica y el criterio del profesional. Desechar inmediatamente después del procedimiento conforme a los protocolos de bioseguridad del establecimiento.

### Almacenamiento

Mantener en su envase original y conservar en condiciones que protejan el producto y su empaque. Evitar daños al envase que puedan comprometer la esterilidad y verificar siempre lote, fecha de vencimiento e instrucciones del fabricante antes del uso.

SEPTODONT - SEPTOJECT

## Aguja Dental Larga 27G x 35 mm - Caja 100 Unidades - SEPTODONT

### Descripción técnica

Aguja dental Septoject estéril y desechable, diseñada para la administración rutinaria de anestésicos locales en odontología. Su cánula pulida y siliconada incorpora un diseño de triple bisel que favorece una penetración suave y reduce el desplazamiento del tejido. Está fabricada con tubo de acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, diseñado para aportar flexibilidad y disminuir el riesgo de rotura.

### Especificaciones técnicas

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Marca                    | Septodont                                      |
| Línea                    | Septoject                                      |
| Tipo                     | Aguja dental para anestesia local              |
| Área de aplicación       | Odontología                                    |
| Calibre                  | 27G                                            |
| Diámetro nominal         | 0,40 mm                                        |
| Longitud                 | 35 mm                                          |
| Referencia Septodont     | 01N1272                                        |
| Identificación por color | Amarillo                                       |
| Material de la cánula    | Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad    |
| Diseño de punta          | Triple bisel                                   |
| Superficie de cánula     | Pulida y siliconada                            |
| Cuerpo / hub             | Plástico, pre-roscado                          |
| Condición                | Estéril                                        |
| Reutilización            | Uso único / desechable                         |
| Presentación             | Caja con 100 agujas                            |
| Uso profesional          | Administración de anestésicos dentales locales |

### Uso previsto e indicaciones

Indicada para la administración rutinaria de anestésicos dentales locales. La variante larga 27G x 35 mm está diseñada para técnicas que requieren una mayor profundidad de penetración, según la técnica anestésica y el criterio clínico del odontólogo.

### Características principales

**Triple bisel:** diseñado para facilitar la inserción y disminuir el desplazamiento de los tejidos. **Cánula pulida y siliconada:** favorece el deslizamiento durante la penetración. **Acero inoxidable quirúrgico:** proporciona resistencia y flexibilidad, reduciendo el riesgo de rotura. **Codificación:** los calibres y longitudes se identifican mediante código de color.

### Limpieza y mantenimiento

**No aplica.** Producto estéril y de un solo uso. No limpiar, reprocesar, reesterilizar ni reutilizar la aguja. Después de su utilización debe desecharse en un contenedor autorizado para material cortopunzante.

### Manipulación y seguridad

Verificar la integridad del envase antes de utilizar. No usar si el empaque está abierto o dañado. Manipular con precaución para evitar pinchazos accidentales. Seleccionar el calibre y longitud apropiados según la técnica anestésica y el criterio del profesional. Desechar inmediatamente después del procedimiento conforme a los protocolos de bioseguridad del establecimiento.

### Almacenamiento

Mantener en su envase original y conservar en condiciones que protejan el producto y su empaque. Evitar daños al envase que puedan comprometer la esterilidad y verificar siempre lote, fecha de vencimiento e instrucciones del fabricante antes del uso.